

INNOVEXVIEW

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

Το INNOVEXVIEW προσφέρει σε κάθε ασθενή ένα καθαρό ενδοσκόπιο με εικόνα υψηλής ποιότητας — κάθε φορά. Εξαλείφει το κόστος και τον κίνδυνο που συνδέονται με την επανεπεξεργασία και τη διασταυρούμενη μόλυνση.

GC146-17

4,6 mm
1,67 mm

GC150-20

5,0 mm
2,0 mm

GC155-23

5,5 mm
2,3 mm

διάμετρος · working channel



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



- 1 Working channel port
- 2 Θύρα εισροής
- 3 Μήκος τμήματος εισαγωγής: 240 mm
- 4 Θύρα εκροής
- 5 Ονομαστική διάμετρος τμήματος εισαγωγής
- 6 Εκτροπή άκρου 35° αριστερά / 35° δεξιά
- 7 Distal tip

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρό ενδοσκόπιο σε κάθε ασθενή

Αποστειρωμένο και σφραγισμένο — χωρίς κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης.

Χωρίς επανεπεξεργασία

Χωρίς κόστος αποστείρωσης, χωρίς χρόνο κύκλου, χωρίς αναλώσιμα καθαρισμού.

Άμεση διαθεσιμότητα

Δεν δεσμεύεται το χειρουργικό πρόγραμμα από τη διαθεσιμότητα οργάνου.

Σταθερή ποιότητα εικόνας

Η οπτική δεν υποβαθμίζεται από κύκλους επαναποστείρωσης και χρήσης.

Χωρίς επισκευές και συντήρηση

Δεν υπάρχει κόστος service ούτε ενδοσκόπιο εκτός λειτουργίας.

Συνεχής έκπλυση in & out

Καθαρό οπτικό πεδίο σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	GC146-17	GC150-20	GC155-23
Μέγιστη διάμετρος τμήματος εισαγωγής	4,6 mm (13,8 Fr)	5,0 mm (15,0 Fr)	5,5 mm (16,5 Fr)
Ελάχιστη διάμετρος working channel	1,67 mm (5,0 Fr)	2,0 mm (6,0 Fr)	2,3 mm (7,0 Fr)
Τρόπος έκπλυσης	Συνεχής in & out	Συνεχής in & out	Συνεχής in & out
Αισθητήρας CMOS	640K pixels	640K pixels	640K pixels
Field of view	110° ± 15%	110° ± 15%	110° ± 15%
Depth of field	5–100 mm	5–100 mm	5–100 mm
Μήκος τμήματος εισαγωγής	240 mm	240 mm	240 mm
Εκτροπή άκρου	35° / 35°	35° / 35°	35° / 35°

VIDEO PROCESSOR



EA100

φορητός · touchscreen 13,3"

- Φορητός, για εύκολη μεταφορά μεταξύ αιθουσών
- Υψηλής απόδοσης processor με προηγμένο αλγόριθμο εικόνας
- Έξοδοι σήματος: DVI και SDI
- USB για εξωτερική αποθήκευση (flash drive)
- Μπαταρία 7.800 mAh — λειτουργία χωρίς σύνδεση στο ρεύμα
- Clamp για στατώ ορού και desk stand
- Συμβατός με όλη τη γκάμα ενδοσκοπίων μιας χρήσης Innovex

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		VIDEO PROCESSOR	
GC146-17	INNOVEXVIEW 4,6 mm · working channel 5,0 Fr	EA100	Video processor, φορητός, touchscreen 13,3"
GC150-20	INNOVEXVIEW 5,0 mm · working channel 6,0 Fr		
GC155-23	INNOVEXVIEW 5,5 mm · working channel 7,0 Fr		

Κατασκευαστής: Innovex (Anqing) Medical Technology Co., Ltd.

Ζητήστε επίδειξη στο τμήμα σας

Διαθέσιμα δείγματα αξιολόγησης και video processor για δοκιμή.

216 8090015-17